

KRYO-ZUBEHÖR RACKS SPACE

Hergestellt in Frankreich



Labor & Analytik

Anwendung

In der Kryogentechnik spielen Racksysteme eine zentrale Rolle bei der effizienten und sicheren Lagerung von biologischen Proben oder medizinischen Produkten in flüssigem Stickstoff oder dessen Gasphase.

Highlights

Organisation und Platzoptimierung Schneller Zugriff und Probenintegrität Sicherheit und Identifikation

Zusätzliche Information

Die Racks sind im gesamten Set, oder auch einzeln als Ersatzteil bzw. Ergänzung erhältlich

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung
201646	HALTERUNG SONDE TYP A
168468	SET 12 RACK 4ET TASCHE DF200 ESP151
168469	SET 10RACK2ET TASCHEDF700VERTESP151
168470	SET 14RACK7ET TASCHEBAXTER50 ESP151
168472	SET 7RACK4ET TASCHEBAXTER500 ESP151
168473	SET 7RACK4ET TASCHEBAXTER750 ESP151
168474	SET 27 RACK 4ET FÜR TASCHE DF200
168475	SET 21 RACK 2ET TASCHE DF700 VERT
168476	SET 30 RACK 7ET FÜR TASCHE BAXTER50
168478	SET 16RACK 4ET FÜR TASCHE BAXTER500
168479	SET 13RACK 4ET FÜR TASCHE BAXTER750
168480	SET 25 RACK 4ET FÜR TASCHE DF200
168481	SET 20 RACK 2ET TASCHE DF700 VERT
168482	SET 29 RACK 7ET FÜR TASCHE BAXTER50
168484	SET 12 RACK 4ETTASCHE BAXTER750
168485	SET 50 RACK 4ET FÜR TASCHE DF200
168486	SET 38 RACK 2ET TASCHE DF700 VERT
168487	SET 56 RACK 7ET FÜR TASCHE BAXTER50
168489	SET 28 RACK 4ET TASCHE BAXTER500
168490	SET 23 RACK 4ET TASCHE BAXTER750
168491	SET 7 RACK 13ET RÖHRE 2ML ESP151
168492	SET 7 RACK 7ET RÖHRE 5ML (BOX 81)
168493	SET RACK RÖHRE2ML ESP331 O/ DREHPL
168494	SET 17 RACK 6ET RÖHRE 5ML (BOX 81)
168495	SET RACK RÖHRE 2ML ESP331 +DREHPL
168496	SET 15 RACK 6ET RÖHRE 5ML (BOX 81)
168497	SET RACK 12ET RÖHRE 2ML FÜR ESP661
168498	SET 31 RACK 6ET RÖHRE 5ML (BOX 81)
168517	SET 8 RACK 4ET TASCHE DF700H (ETUI)
168518	SET 18 RACK 4ET TASCHE DF700H(ETUI)
168519	SET 16 RACK 4ET TASCHE DF700H(ETUI)
168520	SET 32 RACK 4ET TASCHE DF700H(ETUI)

Material-nummer	Kurzbeschreibung
116816	RACK 8ET FÜR TASCHE 25ML ESP/RCB
168523	SET 7 RACK 4ET PAILL ESP151
168524	SET 17 RACK 4ET PAILL ESP331
168525	SET 15 RACK 4ET PAILL ESP331PG
168526	SET 31 RACK 4ET PAILL ESP661
136779	GESTELL7STFN25ML BLUTKONSVN(THERMO)
136780	GESTELL 6 STFN 25ML BLUTKONSVN-PALL
136781	GESTELL 7STFN 25ML BLUTKONSVN(PALL
116714	RACKS 6ET FÜR RÖHRE 5ML
116694	RACK 12ET FÜR RÖHRE 1,2/2ML*BOX 25

Options

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	116269	Polygone Visiotube Farbe: Weiß Lieferumfang: 50 Stück
	116271	Visiotubes mit Deckel zur Aufbewahrung von Pailletten Farbe: Weiß. Durchmesser: 10 mm. Lieferumfang: 50 Stück
	116293	Aluminiumkassette Für Baxter 50ml Beutel Abmessung: 17 x 92 x 173 mm Lieferumfang: 1 Stück
	116294	Aluminiumkassette Für Baxter 500ml Beutel Abmessung: 15 x 147 x 244 mm Lieferumfang: 1 Stück
	116295	Aluminium-/Kunststoffkassette Für Baxter 500ml Beutel Abmessung: 15 x 147 x 244 mm Lieferumfang: 1 Stück
	116296	Aluminium- und Kunststoffkassette Für Baxter 50ml Beutel Abmessung: 17 x 92 x 173 mm Lieferumfang: 1 Stück
	116297	Aluminium- und Kunststoffkassette Für Baxter Gambro 200/250 ml Beutel Abmessung: 17 x 92 x 173 mm Lieferumfang: 1 Stück
	116298	Aluminiumkassette Für Baxter Gambro 200/250 ml Beutel Abmessung: 17 x 92 x 173 mm Lieferumfang: 1 Stück
	116299	Aluminiumkassette für DF700 Horizontaltasche
	116300	Mittelgroße Aluminium-Mittelkunststoff-Kassette für DF700 Horizontalbeutel
	136800	Markierungsgestell ESPACE / RCB
 	204053	Visiotubes mit Deckel zur Aufbewahrung von Pailletten Farbe: Weiß Durchmesser: 12 mm Lieferumfang: 50 Stück
	204062	SET 10 Boxen 2ML Röhrchen Eine Box zur Lagerung von 100 x 2ml Röhrchen. Abmessung L = 133mm x B = 133mm x H = 51 mm 10 Boxen im Lieferumfang

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	204063	SET 8 Boxen 2ML Röhrchen Eine Box zur Lagerung von 25 x 2ml Röhrchen. Abmessung L = 76mm x B = 76mm x H = 51 mm 8 Boxen im Lieferumfang
	204064	Kryoplastische Box 133x133x51 (Kapazität 81 x 2 ml Ampullen) (Bestellung in Vielfachen von 5)
	204066	Pappkassette Für 50ml Beutel Abmessung: 14 x 83 x 166 mm Lieferumfang: 600 Stück
	204067	Pappkassette Für Baxter Gambro 200/250 ml Beutel Abmessung: 12 x 138 x 236 mm Lieferumfang: 300 Stück
	204068	Pappkassette Für 500ml Baxter Beutel Abmessung: 12 x 138 x 236 mm Lieferumfang: 300 Stück
	204069	Pappkassette Für 700/750ml GAMBRO/Baxter Beutel Abmessung: 12 x 138 x 236 mm Lieferumfang: 300 Stück
	204070	Pappkassette Für 25 ml Beutel Abmessung: 9 x 76 x 92 mm Lieferumfang: 700 Stück