

# BIOSAFE 220 MDSS/SCSS



- Hergestellt aus Edelstahl

Labore & Analysen, Gesundheitswesen, Pharmazie

## Anwendung

**Entwickelt für:**  
Flüssiger Stickstoff

## Spezifikationen

Lagerkapazität ..... 35 l  
Statische Verdunstung Haltezeit ..... 8 d  
Durchmesser Eintritt ..... 664 mm  
Tägliche Verdunstung ..... 4.4 l/Tag\*

Gewicht leer ..... 175 kg\*\*

\* Durchschn. Tägliche Verdunstung und statische Haltezeit bei 20 °C und 1013 mbar, Behälter stationär mit geschlossenem Behälterdeckel. Werte nominal und können in Abhängigkeit von der Historie des Behälters und Fertigungstoleranzen variieren.

\*\* Mit Steuerkopf.

# Dimensionen

**Höhe (H)** : 1180 mm

**Tiefe (D)** : 710 mm

**Ø1** : 664 mm

**Nettogewicht** : 175 kg