


# KRYO-ZUBEHÖR VISIOTUBES

Hergestellt in Frankreich



- Sicher gebündelt, farblich perfekt sortiert – Visiotubes maximieren Übersicht und Effizienz beim Halm-Handling

Labor & Analytik

## Anwendung

Bündelung, Schutz und vertikale Organisation von Kryohalmen (Straws) in flüssigem Stickstoff. Sie finden primär Einsatz in IVF-Kliniken, reproduktionsmedizinischen Laboren und Stationen zur künstlichen Besamung in der Tierzucht.

## Highlights

Unverzichtbares Ordnungssystem zur einfachen Strukturierung von Halmen. Ermöglicht das gleichzeitige, sichere Handling mehrerer Proben und maximiert die Kapazität sowie Übersichtlichkeit in den Lagerbechern (Goblets).

## Zusätzliche Information

In vielen leuchtenden Farben erhältlich, um verschiedene Patienten oder Tierrassen visuell perfekt zu trennen. Sie werden passgenau in Goblets eingesetzt und bieten Beschriftungsflächen für die lückenlose Probenidentifikation.

# Produkt

Materialnummer	Kurzbeschreibung
116269	SATZ 50 POLYGONAL VISOTUBE
116271	SATZ 50 VISOTUBES DN10
204052	SET VISIOTUBE DN12
204053	SET VISIOTUBE DN12 MIT DECKEL
116312	HEBER FÜR KAN 2ET DN35 GT/VOY