

KRYO-KONSERVIERUNGSBEHÄLTER GT 35 ORIGIN

Hergestellt in Frankreich



- Kleiner Behälter für Kryokonservierung
- Lagerung von Pailletten
- Kapazität von 35 l
- Hergestellt aus Aluminium
- Geringe Verdampfungsrate: Halsöffnung <50mm

Labor & Analytik

Anwendung

Aufbewahrung von Proben in wissenschaftlichen Forschungszentren und Analyselabors der Industrie sowie in pharmazeutischen und biomedizinischen Labors; Werden auch in Tierbesamungsstationen verwendet

Entwickelt für die Anwendung:

Flüssiger Stickstoff

Entwickelt für:

Biologische Proben

Spezifikationen

System gegen das Aufschwimmen der Pailletten (Kunststoffbehälter)

Lagerkapazität	33.6 l
Statische Verdunstung Haltezeit	305 d*
Durchmesser Eintritt	50 mm
Tägliche Verdunstung	0.11 l/Tag
Gewicht leer	15 kg
Gewicht voll	43 kg
Kapazität Pallietten:	1200/2400 Stück à 0,25 ml – 564/1128 Stück à 0,5 ml – 450/900 Stück CBS

Gesamtkapazität von 2 ml Kryoröhrchen (auf Röhrchenhaltern, in einem 2-stöckigen Behälter)..... 180

* Durchschn. Tägliche Verdampfung und statische Haltezeit bei 20 °C und 1013 mbar, Behälter stationär mit geschlossenem Behälterdeckel. Werte nominal und können in Abhängigkeit von der Historie des Behälters und Fertigungstoleranzen variieren.

**Kanister 1 Etage : Behälter sind lose gelagert Kanister 2 Etagen : Behälter werden im Tumbler aufbewahrt.

Highlights

Robust und praktisch:

Aluminiumkonstruktion.

Kennzeichnung durch Nummerierung und Farbcodierung.

Vielseitig:

6 Behälter aus Edelstahl oder Kunststoff.

Zusätzliche Information

Diese Behälter eignen sich für alle Arten von Proben, die in Stickstoff konserviert werden, mit Ausnahme von menschlichen Zellen, Geweben oder Organen, die zu medizinischen Zwecken wieder in den menschlichen Körper implantiert oder wiederverwendet werden sollen.

Sicherheitshinweis

⚠ Achtung! Geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden (Handschuhe, Schweißbrille, Schürze)

Dimensionen

Höhe (H) : 660 mm
Ø1 : 468 mm
Nettogewicht : 15 kg



Bedienungsanleitung

OP GT

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung	Gas	Werkstoff
219526	O-GT35 +(6 CANISTERS 1ETAGE INOX)NON MED	N2 (Flüssig)	Aluminium
219519	O-GT35+6 CANISTERS 1ETAGE PLAST -NON MED	N2 (Flüssig)	Aluminium
219527	O-GT35+(6 CANISTERS 2ETAGES INOX)NON MED	N2 (Flüssig)	Aluminium
219520	O-GT35+(6 CANISTERS 2ETAGES PLAS)NON MED	N2 (Flüssig)	Aluminium

Options

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext		Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	116302	Transparenter Becher für Kanister u.a. zur Aufbewahrung von Ampullenhalter Durchmesser: 35 mm Lieferumfang: 20 Stück		116604	NIVEAUREGULIERUNG FÜR GT
	116312	HEBER FÜR KAN 2ET DN35 GT/VOY		136687	ROLLENBEFESTIGUNGS KIT KRYO-BEHAELTER Kit zur Arritierung von 3 Rollen
	116318	Vertikaler metallischer Halter für Proßchen für 6 Röhrchen je 2ml oder 3 Röhrchen je 5ml 10 Stück im Lieferumfang enthalten		136842	Rollenuntersatz für TP/TR-Serie Arretierbarer Rollenuntersatz mit leichtgängigen Rollen, zum einfachen verschieben / transportieren der Cryobehälter aus der TP/TR-Serie.

Ersatzteile

Material- nummer	Ersatzteil Nummer	Bezeichnung Langtext	Material- nummer	Ersatzteil Nummer	Bezeichnung Langtext
219526	168449	SET 6KANISTER PLSTIK 2ET*GT11/21/35	219527	168539	Set mit 6 Edelstahlbehältern, 2 Ebenen, für GT11/ GT21/GT35
	168539	Set mit 6 Edelstahlbehältern, 2 Ebenen, für GT11/ GT21/GT35		168540	Set mit 6 Edelstahlbehältern, 1 Ebene, für GT11/GT21/ GT35
	168540	Set mit 6 Edelstahlbehältern, 1 Ebene, für GT11/GT21/ GT35		219486	Deckel für GT11/21/35 INOX
	219486	Deckel für GT11/21/35 INOX	219520	168449	SET 6KANISTER PLSTIK 2ET*GT11/21/35
219519	168449	SET 6KANISTER PLSTIK 2ET*GT11/21/35		168539	Set mit 6 Edelstahlbehältern, 2 Ebenen, für GT11/ GT21/GT35
	168539	Set mit 6 Edelstahlbehältern, 2 Ebenen, für GT11/ GT21/GT35		168540	Set mit 6 Edelstahlbehältern, 1 Ebene, für GT11/GT21/ GT35
	168540	Set mit 6 Edelstahlbehältern, 1 Ebene, für GT11/GT21/ GT35		219486	Deckel für GT11/21/35 INOX
	219486	Deckel für GT11/21/35 INOX			
219527	168449	SET 6KANISTER PLSTIK 2ET*GT11/21/35			

