

STELLA D 250/450

- Hergestellt aus Edelstahl

Laser-Anwendung, Labore & Analysen

Anwendung

Die STELLA-Serie ist eine robuste Baureihe vakuumsuperisolierter Dewars für den Einsatz von flüssigem Stickstoff.

Spezifikationen

Lagerkapazität 22.1 l
Durchmesser Eintritt 250 mm
Gewicht leer 12.5 kg**

Highlights

STELLA D - mit Deckel vor allem für Forschung und Industrie. Integrierte Vakuumverschluss und Sicherheitseinrichtung. Niedriger Wartungsaufwand

Zusätzliche Information

<p>Sonderausführungen zum Anschluss von Kaltehaltesystemen möglich.
</p>

Dimensionen

Höhe (H) : 570 mm

Tiefe (D) : 305 mm

Nettogewicht : 12.5 kg

Produkt

Materialnummer	Kurzbeschreibung	Gas	Werkstoff
791081	STELLA® D 250/450	N2 (Flüssig)	Edelstahl