

KRYO-ZUBEHÖR EDELSTAHL KANISTER

Hergestellt in Frankreich



- Das smarte Haltesystem im Flüssigstickstoff: Robuste Kunststoff-Kanister sichern Ihre wertvollen Probenbecher für eine lückenlose und perfekt strukturierte Kühlkette.

Labor & Analytik

Anwendung

Vertikales Einhängen, Sichern und Positionieren von Bechern (Goblets), die Visiotubes oder Kryoröhrchen enthalten, in Kryobehältern. Standard in klinischen Biobanken, der IVF-Medizin und industriellen Tieftemperaturlagern.

Highlights

Ultimative mechanische Stabilität und Langlebigkeit im harten Laboralltag. Ermöglicht ein sicheres, verwindungsfreies Heben selbst schwerer Probenlasten aus dem Flüssigstickstoff und maximiert die vertikale Raumnutzung.

Zusätzliche Information

Häufig mit robusten, farbcodierten Laschen oder Lasergravuren zur fehlerfreien Identifikation versehen. Die Kanister sind exakt auf die gängigen Behälterdimensionen und die Anzahl der zu stapelnden Goblets abgestimmt.

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung
116982	KANISTER SS DN65 GT14/6
116983	KANISTER SS GT14/9
116988	KANISTER DERMATO GT2
116989	KANISTER SS DERMATO H50MM GT11/21D
116990	KANISTER SS DERMATO H25MM GT9D
116991	KANISTER SS DERMATO H50MM GT9D
116992	KANISTER SS DERMATO H25MM GT11/21D
168537	SATZ 6 STAINLESS CANISTER FOR GT7
168538	SATZ 6 STAINLESS CANISTER FOR GT3
168539	SET 6KANISTER SS 2ET GT11/21/35
168540	SET 6KANISTER SS 1ET GT11/21/35
168541	SET 6 KANISTER SS 1ET FÜR GT9
116984	KANISTER SS GT40
116985	KANISTER SS GT26
116986	KANISTER SS 2ET GT18
116987	KANISTER SS 2ET GT38

Options

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	116302	Transparenter Becher für Kanister u.a. zur Aufbewahrung von Ampullenhalter Durchmesser: 35 mm Lieferumfang: 20 Stück
	197090	Roter Becher zur Aufbewahrung und Sortierung von Pailletten in Margarethenform. Durchmesser: 65 mm inkl. Verschlusskappe 5 Stück im Lieferumfang enthalten
	197091	Grüner Becher zur Aufbewahrung und Sortierung von Pailletten in Margarethenform. Durchmesser: 65 mm inkl. Verschlusskappe 5 Stück im Lieferumfang enthalten
	197112	Blauer Becher zur Aufbewahrung und Sortierung von Pailletten in Margarethenform. Durchmesser: 65 mm inkl. Verschlusskappe 5 Stück im Lieferumfang enthalten
	197113	Violetter Becher zur Aufbewahrung und Sortierung von Pailletten in Margarethenform. Durchmesser: 65 mm inkl. Verschlusskappe 5 Stück im Lieferumfang enthalten
	197114	Gelber Becher zur Aufbewahrung und Sortierung von Pailletten in Margarethenform. Durchmesser: 65 mm inkl. Verschlusskappe 5 Stück im Lieferumfang enthalten