

KRYO-ZUBEHÖR KRYO RÖHRCHEN

Hergestellt in Frankreich



- Sichere Archivierung Globaler Standard für biologische Proben im Tieftemperaturbereich Farbige Kappen erleichtern die visuelle Sortierung

Labor & Analytik

Anwendung

Sichere Archivierung zellulärer und flüssiger Proben (Zellkulturen, Gewebe, Blut, DNA) bei Ultratieftemperaturen. Perfekt geeignet für das systematische Einlagern in Racks und Boxen innerhalb von Biobanken, IVF-Kliniken und Forschungslaboren.

Highlights

Globaler Standard für biologische Proben im Tieftemperaturbereich. Hochreines Polypropylen hält Belastungen bis -196°C dauerhaft stand. Extrem platzsparende Lagerung. Ideal für die kontaminationsfreie Aufbewahrung in der Gasphase.

Zusätzliche Information

Größen reichen von 1 bis 5 ml. Da bei Flüssigphasen-Lagerung Explosionsgefahr beim Auftauen droht, werden Gesichtsschutz und Gasphase empfohlen. Farbige Kappen erleichtern die visuelle Sortierung und Organisation im Laboralltag.

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung	Kapazität:
204054	LOT 50 CRYOTUBE BLANC FOND ROND	2 ml
116284	SATZ 50 CRYO RÖHRCHEN 5ML+WEIßEN DECKEL	5 ml
116319	NIVEAUREGULIERUNG LANG ESP/RCB	
116274	SATZ 50 CRYO RÖHRCHEN 1ML+WEIßEN DECKEL	1 ml