

# KRYO-ZUBEHÖR BOXEN FÜR CRYORÖHRCHEN

Hergestellt in Frankreich



- **Kompakt sortiert und maximal geschützt:** Unsere kältefesten Kryoboxen mit integrierter Alphanumerik garantieren Ihnen die perfekte, dichte Probenarchivierung im Rack-System bei  $-196\text{ °C}$ .

Labor & Analytik

## Anwendung

Sicheres Sortieren, Schützen und langfristiges Archivieren von Kryoröhrchen (Vials). Die Boxen werden in vertikalen Racks (Gestellen) tiefgefroren und in Biobanken, der Pharmaforschung und klinischen Laboren gelagert.

## Highlights

Das universelle Rückgrat jedes Probenmanagements. Ermöglicht die extrem dichte, schachbrettartige Platzierung von meist 25, 81 oder 100 Röhrchen und sichert den schnellen, gezielten Zugriff auf Einzelproben ohne langes Suchen.


## Zusätzliche Information

Verfügbar in verschiedenen Höhen für unterschiedliche Röhrchenvolumina (z. B. 1 ml bis 5 ml). Transparente Deckel erlauben die Sichtkontrolle im gefrorenen Zustand, während Farbcodierungen das visuelle Sortieren im Rack unterstützen.

# Produkt

Materialnummer	Kurzbeschreibung	Gas	Werkstoff
204063	SATZ 8 SCHACHTEL 76X76X51 (25X2ML)	N2 (Flüssig)	Aluminium
204062	SATZ 10 SCHACHTEL 133X133X51 (100X2ML)	N2 (Flüssig)	Aluminium
204064	SATZ 4 SCHACHTEL 133X133X51 (81X2ML)	N2 (Flüssig)	Aluminium
204065	SATZ 4 SCHACHTEL 133X133X95 (81X5ML)	N2 (Flüssig)	Aluminium

# Options

	Materialnummer	Bezeichnung Langtext
	204054	Cryoröhrchen mit weißen Deckel Inhalt: 2ml Lieferumfang: 50 Stück