


KRYO-ZUBEHÖR STOPFEL / DECKEL FÜR ANDERE SERIEN

Hergestellt in Frankreich



- Konservierung jeglicher Art von Proben in großen Mengen in der Gasphase
- Das entscheidende Schutzschild für Ihre Proben: Unsere hochisolierenden Behälterstopfen minimieren den Stickstoffverlust, verhindern Vereisung und garantieren eine konstant tiefe Lagertemperatur bei maximaler Sicherheit.

Labor & Analytik

Anwendung

Isolierender und schützender Verschluss des Behälterhalses (Neck). Sie minimieren die Verdampfung von flüssigem Stickstoff und sichern das darin gelagerte Probenmaterial (in Kanistern oder Racks) in Laboren, Kliniken und Biobanken.

Highlights

Das entscheidende Schutzschild gegen Stickstoffverlust. Sie halten die Lagertemperatur im Behälter konstant tief, verhindern das unkontrollierte Entweichen von Gas und schützen das System vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz.

Zusätzliche Information

Müssen materialschonend und ohne Gewalt eingesetzt werden, um Vereisung am Hals zu vermeiden. Bei Modellen mit integrierten Scharnier-Deckeln bieten sie oft zusätzliche Ösen für Vorhängeschlösser zum Schutz vor unbefugtem Zugriff.

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung
219490	STOPFEN VR12
219491	STOPFEN VR+
117019	STOPFEN TP35/TP60/TP100
117036	STOPFEN BL3-SPNNRNG,FUGE,ZENTRIERNG
117039	STOPFEN TR (TR7 TO TR100)
116864	STOPFEN NITROGEN/ARGON RANGER
116865	STOPFEN O2 RANGER
116956	PLASTIK STOPFEN DN40
116958	STOPFEN FÜR BHK DN20