

KRYO-KONSERVIERUNGSBEHÄLTER GT 11 ORIGIN

Hergestellt in Frankreich



- Kleiner Behälter für Kryokonservierung
- Lagerung von Pailletten
- Kapazität 12.2 l
- Hergestellt aus Aluminium
- Geringe Verdampfungsrate: Halsöffnung <50mm

Labor & Analytik

Anwendung

Aufbewahrung von Proben in wissenschaftlichen Forschungszentren und Analyselabors der Industrie sowie in pharmazeutischen und biomedizinischen Labors; Werden auch in Tierbesamungsstationen verwendet

Entwickelt für die Anwendung:

Flüssiger Stickstoff

Entwickelt für:

Biologische Proben

Spezifikationen

System gegen das Aufschwimmen der Pailletten (Kunststoffbehälter)

Lagerkapazität	12.2 l
Statische Verdunstung Haltezeit	122 d*
Durchmesser Eintritt	50 mm
Tägliche Verdunstung	0.1 l/Tag
Gewicht leer	9.2 kg
Gewicht voll	19 kg
Kapazität Pallietten:	1200/2400 Stück à 0,25 ml – 564/1128 Stück à 0,5 ml – 450/900 Stück CBS

Gesamtkapazität von 2 ml Kryoröhrchen (auf Röhrchenhaltern, in einem 2-stöckigen Behälter)..... 180

* Durchschn. Tägliche Verdampfung und statische Haltezeit bei 20 °C und 1013 mbar, Behälter stationär mit geschlossenem Behälterdeckel. Werte nominal und können in Abhängigkeit von der Historie des Behälters und Fertigungstoleranzen variieren.

**Kanister 1 Etage : Behälter sind lose gelagert Kanister 2 Etagen : Behälter werden im Tumbler aufbewahrt.

Highlights

Robust und praktisch:

Aluminiumkonstruktion.

Kennzeichnung durch Nummerierung und Farbcodierung.

Vielseitig:

6 Behälter aus Edelstahl oder Kunststoff.

Zusätzliche Information

Diese Behälter eignen sich für alle Arten von Proben, die in Stickstoff konserviert werden, mit Ausnahme von menschlichen Zellen, Geweben oder Organen, die zu medizinischen Zwecken wieder in den menschlichen Körper implantiert oder wiederverwendet werden sollen.

Sicherheitshinweis

⚠ Achtung! Geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden (Handschuhe, Schweißbrille, Schürze)

Dimensionen

Höhe (H) : 630 mm
Ø1 : 308 mm
Nettogewicht : 9.2 kg

Bedienungsanleitung

OP GT

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung	Gas	Werkstoff
219522	O-GT11 +(6 CANISTERS 1ETAGE INOX)NON MED	N2 (Flüssig)	Aluminium
219515	O-GT11+(6 CANISTERS 1ETAGE PLAST)NON MED	N2 (Flüssig)	Aluminium
219523	O-GT11+(6 CANISTERS 2ETAGES INOX)NON MED	N2 (Flüssig)	Aluminium
219516	O-GT11+(6 CANISTERS 2ETAGES PLAS)NON MED	N2 (Flüssig)	Aluminium

Options

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	116302	Transparenter Becher für Kanister u.a. zur Aufbewahrung von Ampullenhalter Durchmesser: 35 mm Lieferumfang: 20 Stück
	116312	HEBER FÜR KAN 2ET DN35 GT/VOY

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	116318	Vertikaler metallischer Halter für Probchen für 6 Röhrchen je 2ml oder 3 Röhrchen je 5ml 10 Stück im Lieferumfang enthalten
	116604	NIVEAUREGULIERUNG FÜR GT

Ersatzteile

Material- nummer	Ersatzteil Nummer	Bezeichnung Langtext
219522	168449	SET 6KANISTER PLSTIK 2ET*GT11/21/35
	168539	Set mit 6 Edelstahlbehältern, 2 Ebenen, für GT11/GT21/GT35
	168540	Set mit 6 Edelstahlbehältern, 1 Ebene, für GT11/GT21/GT35
	219486	Deckel für GT11/21/35 INOX
219515	168449	SET 6KANISTER PLSTIK 2ET*GT11/21/35
	168539	Set mit 6 Edelstahlbehältern, 2 Ebenen, für GT11/GT21/GT35
	168540	Set mit 6 Edelstahlbehältern, 1 Ebene, für GT11/GT21/GT35
	219486	Deckel für GT11/21/35 INOX
219523	168449	SET 6KANISTER PLSTIK 2ET*GT11/21/35
	168539	Set mit 6 Edelstahlbehältern, 2 Ebenen, für GT11/GT21/GT35
	168540	Set mit 6 Edelstahlbehältern, 1 Ebene, für GT11/GT21/GT35

Material- nummer	Ersatzteil Nummer	Bezeichnung Langtext
219523	219486	Deckel für GT11/21/35 INOX
219516	168449	SET 6KANISTER PLSTIK 2ET*GT11/21/35
	168539	Set mit 6 Edelstahlbehältern, 2 Ebenen, für GT11/GT21/GT35
	168540	Set mit 6 Edelstahlbehältern, 1 Ebene, für GT11/GT21/GT35
	219486	Deckel für GT11/21/35 INOX