

BIOSAFE 120 MDSS/SCSS



- Hergestellt aus Edelstahl

Labore & Analysen, Gesundheitswesen, Pharmazie

Anwendung

Entwickelt für:
Flüssiger Stickstoff

Spezifikationen

Lagerkapazität 21 l
Statische Verdunstung Haltezeit 7 d
Durchmesser Eintritt 514 mm
Tägliche Verdunstung 2.76 l/Tag*
Gewicht leer 100 kg**

* Durchschn. Tägliche Verdunstung und statische Haltezeit bei 20 °C und 1013 mbar, Behälter stationär mit geschlossenem Behälterdeckel. Werte nominal und können in Abhängigkeit von der Historie des Behälters und Fertigungstoleranzen variieren.

** Mit Steuerkopf.

Dimensionen

Höhe (H) : 1140 mm

Tiefe (D) : 560 mm

Ø1 : 514 mm

Nettogewicht : 100 kg