

# KRYO-ZUBEHÖR RACKS GENERAL

Hergestellt in Frankreich



Labor & Analytik

## Anwendung

In der Kryogentechnik spielen Racksysteme eine zentrale Rolle bei der effizienten und sicheren Lagerung von biologischen Proben oder medizinischen Produkten in flüssigem Stickstoff oder dessen Gasphase.

## Highlights

Organisation und Platzoptimierung  
Schneller Zugriff und Probenintegrität  
Sicherheit und Identifikation

### Zusätzliche Information

Die Racks sind im gesamten Set, oder auch einzeln als Ersatzteil bzw. Ergänzung erhältlich

# Produkt

| Material-nummer | Kurzbeschreibung                    |
|-----------------|-------------------------------------|
| 204072          | SATZ 6 GESTELL 12UND ROHR 2ML ARP75 |
| 204073          | SATZ 4 ZAHNSTANGE 2UND STROH ARP70  |
| 192759          | Rack 5 Etagen für Becher            |
| 136800          | BUCHSTABENGESTELL ESPACE/RCB        |
| 116715          | RACKS 7ET FÜR RÖHRE 5ML             |
| 116718          | RACK VERT 2ET FÜR TASCHE DF700      |
| 116720          | RACK 4ET FÜR TASCHE BAXTER500       |
| 116721          | RACK 4ET FÜR TASCHE BAXTER750       |
| 116722          | RACK 4ET FÜR TASCHE DF700           |
| 116723          | RACK 7ET FÜR TASCHE BAXTER50        |
| 116724          | RACK 4ET FÜR TASCHE DF200           |
| 116725          | RACK 4ET FÜR PAILL (OHNE VISOTUBE)  |
| 116691          | RACK 12ET RÖHRE 1,2/2ML*BOX 81/100  |
| 116692          | RACK 13ET RÖHRE 1,2/2ML*BOX 81/100  |
| 116695          | RACK 13ET FÜR RÖHRE 1,2/2ML*BOX 25  |

# Options

|                                                                                     | Material-nummer | Bezeichnung Langtext                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 116269          | Polygone Visiotube Farbe: Weiß Lieferumfang: 50 Stück                                                                   |
|  | 116271          | Visiotubes mit Deckel zur Aufbewahrung von Pailletten Farbe: Weiß. Durchmesser: 10 mm. Lieferumfang: 50 Stück           |
|  | 116274          | Cryoröhrchen mit weißen Deckel Inhalt: 1ml Lieferumfang: 50 Stück                                                       |
|  | 116293          | Aluminiumkassette Für Baxter 50ml Beutel Abmessung: 17 x 92 x 173 mm Lieferumfang: 1 Stück                              |
|  | 116294          | Aluminiumkassette Für Baxter 500ml Beutel Abmessung: 15 x 147 x 244 mm Lieferumfang: 1 Stück                            |
|  | 116295          | Aluminium-/Kunststoffkassette Für Baxter 500ml Beutel Abmessung: 15 x 147 x 244 mm Lieferumfang: 1 Stück                |
|  | 116296          | Aluminium- und Kunststoffkassette Für Baxter 50ml Beutel Abmessung: 17 x 92 x 173 mm Lieferumfang: 1 Stück              |
|  | 116297          | Aluminium- und Kunststoffkassette Für Baxter Gambro 200/250 ml Beutel Abmessung: 17 x 92 x 173 mm Lieferumfang: 1 Stück |

|                                                                                     | Material-nummer | Bezeichnung Langtext                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 116298          | Aluminiumkassette Für Baxter Gambro 200/250 ml Beutel Abmessung: 17 x 92 x 173 mm Lieferumfang: 1 Stück                                                        |
|  | 116299          | Aluminiumkassette für DF700 Horizontaltasche                                                                                                                   |
|  | 116300          | Mittelgroße Aluminium-Mittelkunststoff-Kassette für DF700 Horizontalbeutel                                                                                     |
|  | 136800          | Markierungsgestell ESPACE / RCB                                                                                                                                |
|  | 197090          | Roter Becher zur Aufbewahrung und Sortierung von Pailletten in Margarethenform. Durchmesser: 65 mm inkl. Verschlusskappe 5 Stück im Lieferumfang enthalten     |
|  | 197091          | Grüner Becher zur Aufbewahrung und Sortierung von Pailletten in Margarethenform. Durchmesser: 65 mm inkl. Verschlusskappe 5 Stück im Lieferumfang enthalten    |
|  | 197112          | Blauer Becher zur Aufbewahrung und Sortierung von Pailletten in Margarethenform. Durchmesser: 65 mm inkl. Verschlusskappe 5 Stück im Lieferumfang enthalten    |
|  | 197113          | Violetter Becher zur Aufbewahrung und Sortierung von Pailletten in Margarethenform. Durchmesser: 65 mm inkl. Verschlusskappe 5 Stück im Lieferumfang enthalten |

|                                                                                     | Material-<br>nummer | Bezeichnung Langtext                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 197114              | Gelber Becher zur Aufbewahrung und Sortierung von Pailletten in Margarethenform. Durchmesser: 65 mm inkl. Verschlusskappe 5 Stück im Lieferumfang enthalten                 |
|    | 204053              | Visiotubes mit Deckel zur Aufbewahrung von Pailletten Farbe: Weiß Durchmesser: 12 mm Lieferumfang: 50 Stück                                                                 |
|    | 204054              | Cryoröhrchen mit weißen Deckel Inhalt: 2ml Lieferumfang: 50 Stück                                                                                                           |
|    | 204055              | Transparenter Becher für Kanister u.a. zur Aufbewahrung von Ampullenhalter Durchmesser: 65 mm Lieferumfang: 20 Stück                                                        |
|    | 204056              | Weißer Gänseblümchen-Kelch, Durchmesser 65 + Deckel (Bestellung in Vielfachen von 5)                                                                                        |
|    | 204062              | SET 10 Boxen 2ML Röhrchen Eine Box zur Lagerung von 100 x 2ml Röhrchen. Abmessung L = 133mm x B = 133mm x H = 51 mm 10 Boxen im Lieferumfang                                |
|    | 204064              | Kryoplastische Box 133x133x51 (Kapazität 81 x 2 ml Ampullen) (Bestellung in Vielfachen von 5)                                                                               |
|    | 204066              | Pappkassette Für 50ml Beutel Abmessung: 14 x 83 x 166 mm Lieferumfang: 600 Stück                                                                                            |
|    | 204067              | Pappkassette Für Baxter Gambro 200/250 ml Beutel Abmessung: 12 x 138 x 236 mm Lieferumfang: 300 Stück                                                                       |
|   | 204068              | Pappkassette Für 500ml Baxter Beutel Abmessung: 12 x 138 x 236 mm Lieferumfang: 300 Stück                                                                                   |
|  | 204069              | Pappkassette Für 700/750ml GAMBRO/Baxter Beutel Abmessung: 12 x 138 x 236 mm Lieferumfang: 300 Stück                                                                        |
|  | 204071              | Transparenter Becher für Kanister u.a. zur Aufbewahrung von Ampullenhalter Mit Deckel und perforiert zum Ablauf von Flüssigkeiten Durchmesser: 65 mm Lieferumfang: 10 Stück |