


KRYO-ZUBEHÖR KRYO BECHER

Hergestellt in Frankreich



- Konservierung jeglicher Art von Proben in großen Mengen in der Gasphase
- Das stabile Fundament für Ihre Kleinstproben: Becher schützen Visiotubes und Halme zuverlässig vor mechanischer Belastung und maximieren Ihre vertikale Lagerkapazität

Labor & Analytik

Anwendung

Sicheres Aufnehmen, Bündeln und vertikales Platzieren von Visiotubes und Kryo-Halmen (Straws) in Flüssigstickstoff-Behältern. Sie kommen standardmäßig in der IVF-Medizin, in Biobanken und Besamungsstationen der Tierzucht zum Einsatz.

Highlights

Zentrales Basis-Ordnungssystem für die Halmlagerung. Schützt sensible Kleinstproben vor mechanischer Belastung beim Ein- und Ausführen. Maximiert die Lagerkapazität durch eine perfekt strukturierte, vertikale Raumnutzung.

Zusätzliche Information

Werden meist auf speziellen Haltestäben (Canisters/Goblestock) fixiert. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern und Farben, was in Kombination mit Visiotubes eine extrem effiziente, mehrstufige Visuallagerung ermöglicht.

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung	Type:
116302	SET 20 BECHER DN35 FÜR GT/VOY	Tranparent (35mm)
197090	SATZ 5 ROTE MARGERITENBECHER	Rot
204056	SATZ 5 WEISSER MARGERITENBECHER	Weiß
197091	SATZ 5 GRUENER MARGERITENBECHER	Grün
197112	SATZ 5 BLAUE MARGERITENBECHER	Blau
197113	SATZ 5 LILA MARGERITENBECHER	Lila
197114	SATZ 5 GELBE MARGERITENBECHER	Gelp
204055	SATZ 20 DIA. BECHER. 65MM	Transparent (65mm)
204071	SATZ 10 BECHER DURCHBOHRT DIA. 65MM + L	Transparent (perforiert)

Options

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	116269	Polygone Visiotube Farbe: Weiß Lieferumfang: 50 Stück
	116271	Visiotubes mit Deckel zur Aufbewahrung von Pailletten Farbe: Weiß. Durchmesser: 10 mm. Lieferumfang: 50 Stück
	116318	Vertikaler metallischer Halter für Proben für 6 Röhrchen je 2ml oder 3 Röhrchen je 5ml 10 Stück im Lieferumfang enthalten
	204053	Visiotubes mit Deckel zur Aufbewahrung von Pailletten Farbe: Weiß Durchmesser: 12 mm Lieferumfang: 50 Stück