

KRYO-KONSERVIERUNGSBEHÄLTER SPACE 661 GAS

Hergestellt in Frankreich



- Kryobehälter mit großer Lager-Kapazität
- Konservierung jeglicher Art von Proben in großen Mengen in der Gasphase
- Kapazität von 176 l
- Hergestellt aus Aluminium
- Kryogenbehälter zur Lagerung Ihrer biologischen Proben

Labor & Analytik

Anwendung

Die SPACE-Reihe das stationäre Hauptlager (Kryobank) zur systematischen Archivierung von Proben in Halmen (Straws), Kryoröhrchen (Vials) oder Beuteln (Bags).

Entwickelt für die Anwendung:

Stickstoff Gasphase bei tiefkalten Temperaturen (<-170°C)

Entwickelt für:

Biologische Proben

Spezifikationen

Lagerkapazität	174 l
Statische Verdunstung Haltezeit	16 d
Durchmesser Eintritt	1003 mm
Tägliche Verdunstung	10.3 l/Tag
Gewicht leer	275 kg*
Gewicht voll	435 kg*
Kapazität Pallietten:	669300 Stück à 0,25 ml – 297475 Stück à 0,5 ml – 183375 Stück CBS
Kapazität 2-ml-Röhrchen:	38400
Kapazität 5-ml-Röhrchen:	15066
Kapazität Beutel:	3465 Stück à 25ml (thermo case) - 1704 Stück à 50ml (without case) - 800 Stück à 200ml (without case) - 672 Stück à 500ml (without case) - 512 Stück à 700ml***

*Ohne Equipment bzw. Zubehör

***Je nach Typ können Mengen variieren

Highlights

Großraum-Weithalsbehälter für hochvolumige, strukturierte Probenlagerung. Maximale Flexibilität durch optionale Aufbewahrung in Flüssig- oder Gasphase (verhindert Kreuzkontaminationen). Schneller, ergonomischer Zugriff auf alle gängigen Lagersysteme.

Zusätzliche Information

Die Reihe umfasst die Modelle SPACE 151, 331 (PT) und 661 (PT) für diverse Laborgrößen. Umfangreiches Zubehör wie Füllstandsüberwachung und automatische Befüllung ist verfügbar. Hauptfokus: Biobanking, IVF, Zelltherapie und Tiergesundheit.

Sicherheitshinweis

⚠ Achtung! Geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden (Handschuhe, Schweißbrille, Schürze)

Dimensionen

Länge (L) : 1150 mm

Höhe (H) : 1615 mm

Höhe (H1) : 1355 mm

Tiefe (D1) : 1375 mm

Ø1 : 1003 mm

Nettogewicht : 275 kg

Bedienungsanleitung




OP

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung	Gas	Werkstoff
217527	O-ESP661 NC-G-PT-TNR-RS/420+SBKD-NON MED	N2	Aluminium

Options

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	116524	Transferschlauch aus Edelstahl für kryogene Flüssigkeiten Länge: 1,5 m DN: 10 mm Medium: Stickstoff Gerade Enden mit Überwurf / Flügelmutter Gewinde: 3/4" 16-UNF 2A-RH
	116967	Kryo Schutzbrille Ultraleichte Schutzbrille mit Bügeln, für sicheren und bequemen Tragekomfort.
	116978	Diese Kryo-Schutzgamaschen schützen Beine und Füße zuverlässig vor Spritzern tiefkalter Gase wie flüssigem Stickstoff. Sie schließen die Sicherheitslücke zwischen Schuh und Hose – ein unverzichtbarer Schutz (PSA) in kryogenen Arbeitsumgebungen.
	151015	Cryo-Schutzhandschuhe Größe 8 Passend für alle Arbeiten mit tiefkalt verflüssigtem Stickstoff und anderen kryogenen Gasen, um vor Kältekontakt zu schützen und Verbrennungen im Fall des Austretens von tiefkalttem Flüssiggas zu vermeiden.
	151016	Cryo-Schutzhandschuhe Größe 9 Passend für alle Arbeiten mit tiefkalt verflüssigtem Stickstoff und anderen kryogenen Gasen, um vor Kältekontakt zu schützen und Verbrennungen im Fall des Austretens von tiefkalttem Flüssiggas zu vermeiden.
	151017	Cryo-Schutzhandschuhe Größe 10 Passend für alle Arbeiten mit tiefkalt verflüssigtem Stickstoff und anderen kryogenen Gasen, um vor Kältekontakt zu schützen und Verbrennungen im Fall des Austretens von tiefkalttem Flüssiggas zu vermeiden.
	151018	Cryo-Schutzhandschuhe Größe 11 Passend für alle Arbeiten mit tiefkalt verflüssigtem Stickstoff und anderen kryogenen Gasen, um vor Kältekontakt zu schützen und Verbrennungen im Fall des Austretens von tiefkalttem Flüssiggas zu vermeiden.
	151019	Cryo Schürze, passend für alle Laboranwendungen mit flüssigem Stickstoff. Schutz vor Spritzern von kryogenen Gasen. Hergestellt mit einem besonderen extra beständigen und beschichteten Verbundgewebe, mit einstellbaren Clip- Schnallen, sowohl im Nacken als auch im. Polyester-Schulter mit einfachem Clip-Verschluss.
	168442	KANISTER SET ESPACE661 Garnitur mit 163 Kanister mit 5 Etagen für Becher. Inklusive 815 Becher

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	168485	RACK SET FL/G ESP6611 - 50/4 Garnitur mit 200 vertikale Racks und jeweils 4 Etagen für 200-250 ml Beutel. BAXTER (R4R9954)/GAMBRO (DF200) Lagerung in Flüssig-/Gasphase, mit Karussell für den einfachen Zugang zu den Racks.
	168486	RACK SET FL/G ESP661 - 38/2 Garnitur mit 38 vertikale Racks und jeweils 2 Etagen für 700 ml Beutel. Typ BAXTER (DF700) Lagerung in Flüssig-/Gasphase, mit Karussell für den einfachen Zugang zu den Racks.
	168487	RACK SET FL/G ESP 661 - 56/7 Garnitur mit 56 vertikale Racks und jeweils 4 Etagen für 500 ml Beutel. Typ BAXTER (R4R9951) Lagerung in Flüssig-/Gasphase, mit Karussell für den einfachen Zugang zu den Racks.
	168489	RACK SET FL/G ESP661 - 28/4 Garnitur mit 28 vertikale Racks und jeweils 4 Etagen für 500 ml Beutel. Typ BAXTER (R4R9955) Lagerung in Flüssig-/Gasphase, mit Karussell für den einfachen Zugang zu den Racks.
	168490	RACK SET FL/G ESP661 - 23/4 Garnitur mit 23 vertikale Racks und jeweils 4 Etagen für 750 ml Beutel. Typ BAXTER (R4R9957) Lagerung in Flüssig-/Gasphase, mit Karussell für den einfachen Zugang zu den Racks.
	168497	RACK SET FL/G ESP331 - 2ML Garnitur mit 31 vertikale Racks und jeweils 12 Etagen für 2 ml Röhrchen, für Boxen mit 100/81 Kryo-Röhrchen. Garnitur mit 4 vertikale Racks und jeweils 12 Etagen für 2 ml Röhrchen, für Boxen mit 25 Kryo-Röhrchen. Lagerung in Flüssig-/Gasphase, mit Karussell für den einfachen Zugang zu den Racks.
	168498	RACK SET FL/G ESP661 - 5ML Garnitur mit 31 vertikale Racks und jeweils 6 Etagen für 5 ml Röhrchen, für Boxen mit 100/81 Kryo-Röhrchen. Lagerung in Flüssig-/Gasphase, mit Karussell für den einfachen Zugang zu den Racks.
	168520	RACK SET FL/G ESP661 - 32/4 Garnitur mit 32 vertikale Racks und jeweils 4 Etagen für 700 ml Beutel. Typ GAMBRO (DF700) Lagerung in Flüssig-/Gasphase, mit Karussell für den einfachen Zugang zu den Racks.
	168526	RACK SET FL/G ESP661 - 31/4 Garnitur mit 31 vertikale Racks und jeweils 4 Etagen für Pailletten, in Visiobutbes. Lagerung in Flüssigphase, mit Karussell für den einfachen Zugang zu den Racks.

	Material- nummer	Bezeichnung Langtext
	182263	Sauerstoff Messgerät zur Ermittlung der Sauerstoffkonzentration in der Luft