


KRYO-ZUBEHÖR ROLLENUNTERSATZ

Hergestellt in Frankreich



- Hergestellt aus Aluminium

Labor & Analytik

Anwendung

Rollgestell zum Transportieren von Kryobehältern.

Highlights

Praktisch:

Die Rollenuntersätze sind modular aufgebaut und für verschiedene Behälterdurchmesser geeignet

Dimensionen

Höhe (H) : 220 mm

Ø1 : 602 mm

Ø2 : 678 mm

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung	Werkstoff
158586	Rollenuntersatz zu Biosafe 120	
136687	ROLLENBEFESTIGUNGS KIT KRYO-BEHAELTER	Aluminium
136842	ROLLENUNTERSATZ	Aluminium
136685	ROLLENUNTERSATZ-ARP70/110/140/171	Aluminium
136686	ROLLENUNTERSATZ - ANTIMAGNETISCH	Aluminium
212585	Rollenuntersatz zu Alpha 25	
187053	Ersatzräder ESPACE 151	
167522	CASTER O/BREMSE STDARD-BASIS ROLLEN	
167523	CASTER+BREMSE STANDARD-BASIS ROLLEN	
116169	STANDARD RAD FÜR UNTERSATZ TR/TP	
116170	BLOCKIERENDES RAD UNTERSATZ TR/TP	