

KRYO-KONSERVIERUNGSBEHÄLTER GT 9 ORIGIN

Hergestellt in Frankreich



- Kleiner Behälter für Kryokonservierung
- Lagerung von Palletten
- Kapazität von 9,3 l
- Hergestellt aus Aluminium
- Geringe Verdampfungsrate: Halsöffnung <50mm

Labor & Analytik

Anwendung

Aufbewahrung von Proben in wissenschaftlichen Forschungszentren und Analyselabors der Industrie sowie in pharmazeutischen und biomedizinischen Labors; Werden auch in Tierbesamungsstationen verwendet

Entwickelt für die Anwendung:

Flüssiger Stickstoff

Entwickelt für:

Biologische Proben

Spezifikationen

System gegen das Aufschwimmen der Palletten (Kunststoffbehälter)

Lagerkapazität	9.3 l
Statische Verdunstung Haltezeit	72 d*
Durchmesser Eintritt	50 mm
Tägliche Verdunstung	0.13 l/Tag
Gewicht leer	8.2 kg
Gewicht voll	15.7 kg
Kapazität Palletten:	1200 x 0,25 ml - 564 x 0,5 ml - 450 CBS

* Durchschn. Tägliche Verdampfung und statische Haltezeit bei 20 °C und 1013 mbar, Behälter stationär mit geschlossenem Behälterdeckel. Werte nominal und können in Abhängigkeit von der Historie des Behälters und Fertigungstoleranzen variieren.

Highlights

Robust und praktisch:

Aluminiumkonstruktion.

Kennzeichnung durch Nummerierung und Farbcodierung.

Vielseitig:

6 Behälter aus Edelstahl oder Kunststoff.

Zusätzliche Information

Diese Behälter eignen sich für alle Arten von Proben, die in Stickstoff konserviert werden, mit Ausnahme von menschlichen Zellen, Geweben oder Organen, die zu medizinischen Zwecken wieder in den menschlichen Körper implantiert oder wiederverwendet werden sollen.

Sicherheitshinweis

⚠ Achtung! Geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden (Handschuhe, Schweißbrille, Schürze)

Dimensionen

Höhe (H) : 450 mm

Ø1 : 358 mm

Nettogewicht : 8.2 kg


Bedienungsanleitung

OP GT

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung	Gas	Werkstoff
219521	O-GT9 + (6 CANISTERS 1ETAGE INOX)NON MED	N2 (Flüssig)	Aluminium
219514	O-GT9+(6 CANISTERS 1ETAGE PLAST)-NON MED	N2 (Flüssig)	Aluminium

Options

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	116302	Transparenter Becher für Kanister u.a. zur Aufbewahrung von Ampullenhalter. Durchmesser: 35 mm. Lieferumfang: 20 Stück
	136687	ROLLENBEFESTIGUNGS KIT KRYO-BEHAEALTER Kit zur Arritierung von 3 Rollen

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	204055	Transparenter Becher für Kanister u.a. zur Aufbewahrung von Ampullenhalter Durchmesser: 65 mm Lieferumfang: 20 Stück

Ersatzteile

Material- nummer	Ersatzteil Nummer	Bezeichnung Langtext
219521	168541	Set mit 6 Edelstahlbehältern, 1 Ebene für GT9
	219483	STOPFEN GT3/9 INOX
	219484	STOPFEN GT3/9 PLAST
219514	168541	Set mit 6 Edelstahlbehältern, 1 Ebene für GT9
	219483	STOPFEN GT3/9 INOX
	219484	STOPFEN GT3/9 PLAST