

KRYOBEHÄLTER ARPEGE 170 FLÜSSIG

Hergestellt in Frankreich



- Kryobehälter mit einer durchschnittlichen Lagerkapazität
- Konservierung von Bio-Proben in der Flüssigphase
- Kapazität von 530 l
- Hergestellt aus Aluminium

Labor & Analytik

Anwendung

ARPEGE-Behälter ermöglichen die Lagerung aller Arten von Proben in Stickstoff. Modelle, die mit dem Sereny T Box-System ausgestattet sind, gewährleisten maximale Probensicherheit durch lückenlose Temperaturrückverfolgbarkeit und kontinuierliche Überwachung.

Entwickelt für die Anwendung:

Flüssiger Stickstoff

Entwickelt für:

Biologische Proben

Spezifikationen

Statische Verdunstung Haltezeit	215 d*
Durchmesser Eintritt	215 mm
Tägliche Verdunstung	0.8 l/Tag*
Gewicht leer	71 kg**
Gewicht voll	210 kg**
Kapazität Pallietten:	44880 x 0,25 ml – 16320 x 0,5 ml – 14280 CBS

2-ml-Tuben (pro Box mit 100 Tuben
– 4 Racks mit je 5 Ebenen).....6000

Kapazität 5-ml-Röhrchen: 2430

25ml Beutel 396

* Durchschn. Tägliche Verdampfung und statische Haltezeit bei 20 °C und 1013 mbar, Behälter stationär mit geschlossenem Behälterdeckel. Werte nominal und können in Abhängigkeit von der Historie des Behälters und Fertigungstoleranzen variieren.

**Ohne Equipment bzw. Zubehör

Highlights

Vielseitig:

Lagerung in Regalen oder Kanistern

Sichere Handhabung:

Individuelles Verschlusssystem für jede Box

Zusätzliche Information

Diese Behälter eignen sich für alle Arten von Proben, die in Stickstoff konserviert werden, mit Ausnahme von menschlichen Zellen, Geweben oder Organen, die zu medizinischen Zwecken wieder in den menschlichen Körper implantiert oder wiederverwendet werden sollen.

Sicherheitshinweis

⚠ Achtung! Geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden (Handschuhe, Schweißbrille, Schürze)

Dimensionen

Länge (L) : 683 mm
Höhe (H) : 1211 mm
Tiefe (D) : 769.5 mm
Nettogewicht : 71 kg


Bedienungsanleitung

OP ARPEGE

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung	Gas	Werkstoff
217490	O-ARPEGE 170 NU-NON MED	N2 (Flüssig)	Aluminium
217491	O-ARP170-L-ITN+RS/420+SB-NON MED	N2 (Flüssig)	Aluminium
217493	O-ARP170-L-ITNR-RS/420+SB+KD-NON MED	N2 (Flüssig)	Aluminium

Options

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	116524	Transferschlauch aus Edelstahl für kryogene Flüssigkeiten Länge: 1,5 m DN: 10 mm Medium: Stickstoff Gerade Enden mit Überwurf / Flügelmutter Gewinde: 3/4" 16-UNF 2A-RH
	116967	Kryo Schutzbrille Ultraleichte Schutzbrille mit Bügeln, für sicheren und bequemen Tragekomfort.
	116978	Diese Kryo-Schutzgamaschen schützen Beine und Füße zuverlässig vor Spritzern tiefkalter Gase wie flüssigem Stickstoff. Sie schließen die Sicherheitslücke zwischen Schuh und Hose – ein unverzichtbarer Schutz (PSA) in kryogenen Arbeitsumgebungen.
	136685	Rollenuntersatz für Arpege-Serie Arretierbarer Rollenuntersatz mit leichtgängigen Rollen, zum einfachen verschieben / transportieren der Kryobehälter aus der TP/ TR-Serie. Für die Modelle Arpege 70/110/140/171
	136687	ROLLENBEFESTIGUNGS KIT KRYO-BEHALTER Kit zur Arretierung von 3 Rollen
	151015	Cryo-Schutzhandschuhe Größe 8 Passend für alle Arbeiten mit tiefkalt verflüssigtem Stickstoff und anderen kryogenen Gasen, um vor Kältekontakt zu schützen und Verbrennungen im Fall des Austretens von tiefkalttem Flüssiggas zu vermeiden.
	151016	Cryo-Schutzhandschuhe Größe 9 Passend für alle Arbeiten mit tiefkalt verflüssigtem Stickstoff und anderen kryogenen Gasen, um vor Kältekontakt zu schützen und Verbrennungen im Fall des Austretens von tiefkalttem Flüssiggas zu vermeiden.
	151017	Cryo-Schutzhandschuhe Größe 10 Passend für alle Arbeiten mit tiefkalt verflüssigtem Stickstoff und anderen kryogenen Gasen, um vor Kältekontakt zu schützen und Verbrennungen im Fall des Austretens von tiefkalttem Flüssiggas zu vermeiden.
	151018	Cryo-Schutzhandschuhe Größe 11 Passend für alle Arbeiten mit tiefkalt verflüssigtem Stickstoff und anderen kryogenen Gasen, um vor Kältekontakt zu schützen und Verbrennungen im Fall des Austretens von tiefkalttem Flüssiggas zu vermeiden.

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	151019	Cryo Schürze, passend für alle Laboranwendungen mit flüssigem Stickstoff. Schutz vor Spritzern von kryogenen Gasen. Hergestellt mit einem besonderen extra beständigen und beschichteten Verbundgewebe, mit einstellbaren Clip- Schnallen, sowohl im Nacken als auch im Polyester-Schulter mit einfachem Clip-Verschluss.
	168459	RACK SET ARP170 FL - 6/10/2ML Garnitur mit 4 vertikale Racks und jeweils 10 Etagen für 2 ml Röhrchen. Lagerung in Flüssigphase Kapazität Kryoboxen mit 100 Kryo-Röhrchen (auch Kryoboxen mit 81 Kryo-Röhrchen möglich)
	168462	RACK SET ARP170 - 6/5/5ML Garnitur mit 6 vertikale Racks und jeweils 5 Etagen für 5 ml Röhrchen. Lagerung in Flüssigphase Kapazität: Kryoboxen mit 81 Kryo-Röhrchen möglich
	168467	RACK SET FL/GF ARP170 - 6/4 Garnitur mit 6 vertikale Racks und jeweils 4 Etagen für Palletten. Lagerung in Flüssig-/Gasphase Visiotubes sind nicht im Lieferumfang enthalten.
	182263	Sauerstoff Messgerät zur Ermittlung der Sauerstoffkonzentration in der Luft

Ersatzteile

Material- nummer	Ersatzteil Nummer	Bezeichnung Langtext
217490	116243	Halsrohrstopfen ARPEGE Serie Für die Serie ARPEGE 70/ 110/ 140/ 170
	167522	Standardrolle für Rollengestell
217490	167523	Klemmrolle für Rollenfuß Standard
	204059	Einzel-Verriegelungsclips für Rack Boxen Diese erlauben die sichere Entnahme der gewünschten Kryobox. Lieferumfang: 1 Stück
217491	116243	Halsrohrstopfen ARPEGE Serie Für die Serie ARPEGE 70/ 110/ 140/ 170
	167522	Standardrolle für Rollengestell
	167523	Klemmrolle für Rollenfuß Standard
	204059	Einzel-Verriegelungsclips für Rack Boxen Diese erlauben die sichere Entnahme der gewünschten Kryobox. Lieferumfang: 1 Stück
217493	116243	Halsrohrstopfen ARPEGE Serie Für die Serie ARPEGE 70/ 110/ 140/ 170
	167522	Standardrolle für Rollengestell
	167523	Klemmrolle für Rollenfuß Standard
	204059	Einzel-Verriegelungsclips für Rack Boxen Diese erlauben die sichere Entnahme der gewünschten Kryobox. Lieferumfang: 1 Stück