

KRYO-KONSERVIERUNGSBEHÄLTER GT 26 ORIGIN

Hergestellt in Frankreich



- Kleiner Behälter für Kryokonservierung
- Lagerung von Palletten
- Geometrischer Inhalt 26,7 l
- Hergestellt aus Aluminium
- Großes Fassungsvermögen: Halsöffnung > 80mm

Labor & Analytik

Anwendung

Aufbewahrung von Proben in wissenschaftlichen Forschungszentren und Analyselabors der Industrie sowie in pharmazeutischen und biomedizinischen Labors; Werden auch in Tierbesamungsstationen verwendet

Entwickelt für die Anwendung:

Flüssiger Stickstoff

Entwickelt für:

Biologische Proben

Spezifikationen

Lagerkapazität	26.7 l
Statische Verdunstung Haltezeit	83 d
Durchmesser Eintritt	80 mm
Tägliche Verdunstung	0.32 l/Tag*
Gewicht leer	14.8 kg
Gewicht voll	36 kg
Kapazität Palletten:	7380 Stück à 0,25 ml – 3285 Stück à 0,5 ml – 2025 Stück CBS

* Durchschn. Tägliche Verdampfung und statische Haltezeit bei 20 °C und 1013 mbar, Behälter stationär mit geschlossenem Behälterdeckel. Werte nominal und können in Abhängigkeit von der Historie des Behälters und Fertigungstoleranzen variieren.

Highlights

Robust und praktisch:

Aluminiumkonstruktion.

Kennzeichnung durch Nummerierung und Farbcodierung.

Vielseitig:

6 Behälter aus Edelstahl oder Kunststoff.

Zusätzliche Information

Diese Behälter eignen sich für alle Arten von Proben, die in Stickstoff konserviert werden, mit Ausnahme von menschlichen Zellen, Geweben oder Organen, die zu medizinischen Zwecken wieder in den menschlichen Körper implantiert oder wiederverwendet werden sollen.

Sicherheitshinweis

⚠ Achtung! Geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden (Handschuhe, Schweißbrille, Schürze)

Dimensionen

Höhe (H) : 460 mm

Ø1 : 468 mm

Nettogewicht : 14.8 kg

Bedienungsanleitung

OP GT

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung	Gas	Werkstoff
219528	O-GT26 + (9 CANISTERS INOX) - NON MED	N2 (Flüssig)	Aluminium

Options

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	116604	NIVEAUREGULIERUNG FÜR GT

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	136842	Rollenuntersatz für TP/TR-Serie Arretierbarer Rollenuntersatz mit leichtgängigen Rollen, zum einfachen verschieben / transportieren der Cryobehälter aus der TP/TR-Serie.

Ersatzteile

Material- nummer	Ersatzteil Nummer	Bezeichnung Langtext
219528	116985	Edelstahlbehälter für GT26 (Einheit)
	219489	Deckel für GT26