

KRYOBEHÄLTER ARPEGE 40 FLÜSSIG

Hergestellt in Frankreich



- Kryobehälter mit einer durchschnittlichen Lagerkapazität
- Konservierung von Bio-Proben in der Flüssigphase
- Geometrischer Inhalt 40 l
- Hergestellt aus Aluminium

Labor & Analytik

Anwendung

ARPEGE-Behälter ermöglichen die Lagerung aller Arten von Proben in Stickstoff. Modelle, die mit dem Sereny T Box-System ausgestattet sind, gewährleisten maximale Probensicherheit durch lückenlose Temperaturreckverfolgbarkeit und kontinuierliche Überwachung.

Entwickelt für die Anwendung:

Flüssiger Stickstoff

Entwickelt für:

Biologische Proben

Spezifikationen

Statische Verdunstung Haltezeit	133 d*
Durchmesser Eintritt	120 mm
Tägliche Verdunstung	0.3 l/Tag*
Gewicht leer	34 kg**
Gewicht voll	67 kg**
.....	750

* Durchschn. Tägliche Verdampfung und statische Haltezeit bei 20 °C und 1013 mbar, Behälter stationär mit geschlossenem Behälterdeckel. Werte nominal und können in Abhängigkeit von der Historie des Behälters und Fertigungstoleranzen variieren.

**Ohne Equipment bzw. Zubehör

Zusätzliche Information

Diese Behälter eignen sich für alle Arten von Proben, die in Stickstoff konserviert werden, mit Ausnahme von menschlichen Zellen, Geweben oder Organen, die zu medizinischen Zwecken wieder in den menschlichen Körper implantiert oder wiederverwendet werden sollen.

Sicherheitshinweis

⚠ Achtung! Geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden (Handschuhe, Schweißbrille, Schürze)

Highlights

Vielseitig:

Lagerung in Regalen oder Kanistern

Sichere Handhabung:

Individuelles Verschlusssystem für jede Box

Dimensionen

Länge (L) : 468 mm

Höhe (H) : 970 mm

Tiefe (D) : 551 mm

Nettogewicht : 34 kg


Bedienungsanleitung


OP ARPEGE

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung	Gas	Werkstoff
217451	O-ARPEGE 40 NU-NON MED	N2 (Flüssig)	Aluminium
217472	O-ARP40-L-ITN+RS/420+SB-NON MED	N2 (Flüssig)	Aluminium

Options

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	116524	Transferschlauch aus Edelstahl für kryogene Flüssigkeiten Länge: 1,5 m DN: 10 mm Medium: Stickstoff Gerade Enden mit Überwurf / Flügelmutter Gewinde: 3/4" 16-UNF 2A-RH
	116702	RACK FP ARP40 - 4/5/2ML 1 vertikales Racks mit jeweils 5 Etagen für 2 ml Röhrchen. 4 Racks für Arpege 40 möglich mit einer jeweiligen max. Kapazität von 500 Röhrchen Lagerung: Flüssigphase Kapazität Kryoboxen mit 100 Kryoröhrchen (auch Kryoboxen mit 81 Kryoröhrchen möglich)
	136686	Nicht magnetischer Rollenuntersatz für Cryobehälter

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	136842	Rollenuntersatz für TP/TR-Serie Arretierbarer Rollenuntersatz mit leichtgängigen Rollen, zum einfachen verschieben / transportieren der Cryobehälter aus der TP/TR-Serie.
	168456	RACK SET FP ARP40 - 4/5/2ML Garnitur mit 4 vertikale Racks und jeweils 5 Etagen für 2 ml Röhrchen. Lagerung: Flüssigphase Kapazität: 2000 Stück Kapazität Kryoboxen mit 100 Kryoröhrchen (auch Kryoboxen mit 81 Kryoröhrchen möglich)

Ersatzteile

Material-nummer	Ersatzteil Nummer	Bezeichnung Langtext
217451	116244	Halsrohrstopfen ARPEGE Serie Für die Serie ARPEGE 40
	167522	Standardrolle für Rollengestell
	167523	Klemmrolle für Rollenfuß Standard
	171992	KIT Füllstandsanzeige ARPEGE 40
	204059	Einzel-Verriegelungsclips für Rack Boxen Diese erlauben die sichere Entnahme der gewünschten Kryobox. Lieferumfang: 1 Stück
217472	116244	Halsrohrstopfen ARPEGE Serie Für die Serie ARPEGE 40
	167522	Standardrolle für Rollengestell
	167523	Klemmrolle für Rollenfuß Standard
	171992	KIT Füllstandsanzeige ARPEGE 40

Material-nummer	Ersatzteil Nummer	Bezeichnung Langtext
217472	204059	Einzel-Verriegelungsclips für Rack Boxen Diese erlauben die sichere Entnahme der gewünschten Kryobox. Lieferumfang: 1 Stück