

LECKSUCHER LECKSUCHSPRAY



- Lecktest für Verbindungen
- Höchste Empfindlichkeit: Selbst kleinste Haarrisse und Mikro-Leckagen werden durch stabile Blasenbildung zuverlässig angezeigt.

Schneiden, Industrie-Prozesse, Schweißen

Anwendung

Entwickelt für die Anwendung:

Technische Gase

Entwickelt für den Nachweis von Gas:

brennbare Gase, Nicht-korrosive Gase

Highlights

Hohe Empfindlichkeit: Findet selbst kleinste Leckagen unter geringem Druck. Nicht brennbar. Hautschonend und biologisch abbaubar.

Zusätzliche Information

Liefermenge: 6 Dosen in einer Box

Sicherheitshinweis

⚠ Vorsicht! Behälter unter Druck; kann bei Erhitzen explodieren

Dimensionen

Nettogewicht : 0.49 kg

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung
126014	LECKSUCH-SPRAY IN 400ML-DOSE O2