

KRYO-ZUBEHÖR KASSETTE FÜR BEUTEL

Hergestellt in Frankreich



- **Sicheres Einfrieren und Verwahren großvolumiger Zell- und Gewebeproben** Schützende Aluminium-Kassetten (Overwraps) verhindern mechanische Schäden

Labor & Analytik

Anwendung

Sicheres Einfrieren und Verwahren großvolumiger Zell- und Gewebeproben wie Stammzellen, Knochenmark oder Blutbestandteile. Sie kommen primär in biomedizinischen High-End-Biobanken, der Transfusionsmedizin und Zelltherapie zum Einsatz.

Highlights

Perfekt für große Volumina, die in Standardröhrchen keinen Platz finden. Die flache Geometrie ermöglicht ein extrem gleichmäßiges Einfrieren und Auftauen der Zellen. Das flexible Material nutzt den Platz im Kryobehälter optimal aus.

Zusätzliche Information

Meist für Volumina von 10 bis über 1000 ml verfügbar. Die Lagerung in Schutzhüllen minimiert Kreuzkontaminationen. Da sie steril und pyrogenfrei geliefert werden, sind sie direkt für klinische Anwendungen und GMP-Prozesse geeignet.

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung
204058	SATZ 10 PAPPHÄ#LSE FÄ#R KRYORÄ#HRCHENHAL
204066	SATZ 600 KARTONETUI (TASCHE 50ML)
204067	SATZ 380 KARTONETUI (TASCHE 200ML)
204069	SATZ 300 KARTONAGE (TASCHE 750ML)
204070	SATZ 700 KARTONETUI (TASCHE 25ML)
204068	SATZ 300 KARTON (TASCHE 500ML)
116293	ETUI ALU TASCHE BAXTER50 RCB/ESP
116294	ETUI ALU TASCHE BAXTER500 RCB/ESP
116295	ETUI ALU-PLAST TASCHE BAXTER500
116296	ETUI ALU-PLAST TASCHE BAXTER50
116297	ETUI ALU-PLAST TASCHE DF200 RCB/ESP
116298	ETUI ALU TASCHE DF200 RCB/ESP
116299	ETUI ALUTASCHE DF700
116300	ETUI ALU-PLAST TASCHE DF700