

# STELLA D 300/750

- Hergestellt aus Edelstahl

Laser-Anwendung, Labore & Analysen

## Anwendung

Die STELLA-Serie ist eine robuste Baureihe vakuumsuperisolierter Dewars für den Einsatz von flüssigem Stickstoff.

## Spezifikationen

Lagerkapazität ..... 53 l  
Durchmesser Eintritt ..... 300 mm  
Gewicht leer ..... 25.3 kg\*\*

## Highlights

STELLA D - mit Deckel vor allem für Forschung und Industrie. Integrierte Vakuumverschluss und Sicherheitseinrichtung. Niedriger Wartungsaufwand

### Zusätzliche Information

<p>Sonderausführungen zum Anschluss von Kaltehaltesystemen möglich.<br></p>

# Dimensionen

Höhe (H) : 870 mm

Tiefe (D) : 355 mm

Nettogewicht : 25.3 kg

# Produkt

Materialnummer	Kurzbeschreibung	Gas	Werkstoff
791085	STELLA® D 300/750	N2 (Flüssig)	Edelstahl