

KRYO-ZUBEHÖR AMPULLENHALTER

Hergestellt in Frankreich



- Konservierung jeglicher Art von Proben in großen Mengen in der Gasphase
- Perfekt fixiert statt aufgeschwommen: Unsere leichten Alu-Kryoröhrchenhalter bieten Ihren Proben im Becher sicheren Halt, maximale Kapazität und dank smarter Farbcodes den schnellsten Zugriff im Flüssigstickstoff.

Labor & Analytik

Anwendung

Vertikale Aufnahme und Fixierung mehrerer Kryoröhrchen übereinander. Der gesamte Halter wird anschließend in einen Probenbecher (Goblet) platziert, der in Flüssigstickstoff-Behältern lagert.

Highlights

Verhindert das Aufschwimmen einzelner Röhrchen im Becher. Ermöglicht die strukturierte, sichere Entnahme einer exakten Röhrchen-Reihe mit nur einem Handgriff, ohne benachbarte Proben zu stören.

Zusätzliche Information

Die oberen Enden der Halter ragen leicht aus dem Becher heraus und lassen sich perfekt mit farbigen Codierungskappen (Cane Tabs) versehen. Das erleichtert die visuelle Identifikation bei geöffnetem Behälter enorm.

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung
116318	AMPULLENHALTER (SET MIT 10 STK.)

Options

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	116274	Cryoröhrchen mit weißen Deckel Inhalt: 1ml Lieferumfang: 50 Stück
	204054	Cryoröhrchen mit weißen Deckel Inhalt: 2ml Lieferumfang: 50 Stück