

BIOSAFE_500_ULTRA_SMART



- Hergestellt aus Edelstahl

Labore & Analysen, Gesundheitswesen, Pharmazie

Anwendung

Entwickelt für:
Flüssiger Stickstoff

Spezifikationen

Lagerkapazität 50 l
Statische Verdunstung Haltezeit 8 d
Durchmesser Eintritt 450 mm
Tägliche Verdunstung 6 l/Tag*
Gewicht leer 320 kg**

* Durchschn. Tägliche Verdunstung und statische Haltezeit bei 20 °C und 1013 mbar, Behälter stationär mit geschlossenem Behälterdeckel. Werte nominal und können in Abhängigkeit von der Historie des Behälters und Fertigungstoleranzen variieren.

** Mit Steuerkopf.

Dimensionen

Höhe (H) : 1314 mm

Tiefe (D) : 890 mm

Ø1 : 450 mm

Nettogewicht : 320 kg