

KRYOBEHÄLTER ARPEGE 110 FLÜSSIG

Hergestellt in Frankreich



- Kryobehälter mit einer durchschnittlichen Lagerkapazität
- Konservierung von Bio-Proben in der Flüssigphase
- Kapazität von 116 l
- Hergestellt aus Aluminium

Labor & Analytik

Anwendung

ARPEGE-Behälter ermöglichen die Lagerung aller Arten von Proben in Stickstoff. Modelle, die mit dem Sereny T Box-System ausgestattet sind, gewährleisten maximale Probensicherheit durch lückenlose Temperaturrückverfolgbarkeit und kontinuierliche Überwachung.

Entwickelt für die Anwendung:

Flüssiger Stickstoff

Entwickelt für:

Biologische Proben

Spezifikationen

Statische Verdunstung Haltezeit	155 d*
Durchmesser Eintritt	215 mm
Tägliche Verdunstung	0.75 l/Tag*
Gewicht leer	55 kg**
Gewicht voll	149 kg**
Kapazität Pallietten:	22440 Stück à 0,25 ml – 8160 Stück à 0,5 ml – 7140 Stück CBS

2-ml-Röhrchen (pro Box mit 100

Röhrchen – 4 Racks mit je 9 Ebenen) 3600

* Durchschn. Tägliche Verdampfung und statische Haltezeit bei 20 °C und 1013 mbar, Behälter stationär mit geschlossenem Behälterdeckel. Werte nominal und können in Abhängigkeit von der Historie des Behälters und Fertigungstoleranzen variieren.

**Ohne Equipment bzw. Zubehör

Highlights

Vielseitig:

Lagerung in Regalen oder Kanistern

Sichere Handhabung:

Individuelles Verschlusssystem für jede Box

Zusätzliche Information

Diese Behälter eignen sich für alle Arten von Proben, die in Stickstoff konserviert werden, mit Ausnahme von menschlichen Zellen, Geweben oder Organen, die zu medizinischen Zwecken wieder in den menschlichen Körper implantiert oder wiederverwendet werden sollen.

Sicherheitshinweis

⚠ Achtung! Geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden (Handschuhe, Schweißbrille, Schürze)

Dimensionen

Länge (L) : 586 mm

Höhe (H) : 1145 mm

Tiefe (D) : 672.5 mm

Nettogewicht : 55 kg



Bedienungsanleitung

OP ARPEGE

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung	Gas	Werkstoff
217478	O-ARPEGE 110 NU-NON MED	N2 (Flüssig)	Aluminium
217479	O-ARP110-L-ITN+RS/420+MEMO-Non med	N2 (Flüssig)	Aluminium
217481	O-ARP110-L-ITNR-RS/420+MEMO+KD-Non med	N2 (Flüssig)	Aluminium

Options

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	116704	RACK FP ARP110 - 4/9/2ML 1 vertikales Rack mit 9 Etagen für 2 ml Röhren. Lagerung: Flüssigphase Kapazität Kryoboxen mit 100 Kryo-Röhrchen (auch Kryoboxen mit 81 Kryo-Röhrchen möglich)
	136685	Rollenuntersatz für Arpege-Serie Arretierbarer Rollenuntersatz mit leichtgängigen Rollen, zum einfachen verschieben / transportieren der Cryobehälter aus der TP/TR-Serie. Für die Modelle Arpege 70/110/140/171

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	136687	ROLLENBEFESTIGUNGS KIT KRYO-BEHÄLTER Kit zur Arritierung von 3 Rollen
	172511	RACK SET FP ARP110 - 4/9/2ML Set mit 4 Racks und je 9 Etagen für 2 ml Röhren. Lagerung: Flüssigphase Kapazität Kryoboxen mit 100 Kryo-Röhrchen (auch Kryoboxen mit 81 Kryo-Röhrchen möglich)

Ersatzteile

Material-nummer	Ersatzteil Nummer	Bezeichnung Langtext
217478	116243	Halsrohrstopfen ARPEGE Serie Für die Serie ARPEGE 70/ 110/ 140/ 170
217479	116243	Halsrohrstopfen ARPEGE Serie Für die Serie ARPEGE 70/ 110/ 140/ 170
217481	116243	Halsrohrstopfen ARPEGE Serie Für die Serie ARPEGE 70/ 110/ 140/ 170