

KRYO-KONSERVIERUNGSBEHÄLTER GT 40 ORIGIN

Hergestellt in Frankreich



- Kleiner Behälter für Kryokonservierung
- Lagerung von Palletten
- Geometrischer Inhalt 40 l
- Hergestellt aus Aluminium
- Großes Fassungsvermögen: Halsöffnung > 80mm

Labor & Analytik

Anwendung

Aufbewahrung von Proben in wissenschaftlichen Forschungszentren und Analyselabors der Industrie sowie in pharmazeutischen und biomedizinischen Labors; Werden auch in Tierbesamungsstationen verwendet

Entwickelt für die Anwendung:

Flüssiger Stickstoff

Entwickelt für:

Biologische Proben

Spezifikationen

Lagerkapazität	40 l
Statische Verdunstung Haltezeit	133 d
Durchmesser Eintritt	120 mm
Tägliche Verdunstung	0.3 l/Tag*
Gewicht leer	24 kg
Gewicht voll	57 kg
Kapazität Palletten:	16400 Stück à 0,25 ml – 7300 Stück à 0,5 ml – 4500 Stück CBS

* Durchschn. Tägliche Verdampfung und statische Haltezeit bei 20 °C und 1013 mbar, Behälter stationär mit geschlossenem Behälterdeckel. Werte nominal und können in Abhängigkeit von der Historie des Behälters und Fertigungstoleranzen variieren.

Highlights

Robust und praktisch:

Aluminiumkonstruktion.

Kennzeichnung durch Nummerierung und Farbcodierung.

Vielseitig:

6 Behälter aus Edelstahl oder Kunststoff.

Zusätzliche Information

Diese Behälter eignen sich für alle Arten von Proben, die in Stickstoff konserviert werden, mit Ausnahme von menschlichen Zellen, Geweben oder Organen, die zu medizinischen Zwecken wieder in den menschlichen Körper implantiert oder wiederverwendet werden sollen.

Sicherheitshinweis

⚠ Achtung! Geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden (Handschuhe, Schweißbrille, Schürze)

Dimensionen

Höhe (H) : 710 mm

Ø1 : 468 mm

Nettogewicht : 24 kg


Bedienungsanleitung


OP GT

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung	Gas	Werkstoff
219529	O-GT40+(10 CANISTERS 2ETAGE INOX)NON MED	N2 (Flüssig)	Aluminium
219530	O-GT40RS/420+SB+10 CANIS+2 ETAGE NON MED	N2 (Flüssig)	Aluminium

Options

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	116302	Transparenter Becher für Kanister u.a. zur Aufbewahrung von Ampullenhalter. Durchmesser: 35 mm. Lieferumfang: 20 Stück
	136687	ROLLENBEFESTIGUNGS KIT KRYO-BEHAEALTER Kit zur Arritierung von 3 Rollen

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	136842	Rollenersatz für TP/TR-Serie Arretierbarer Rollenersatz mit leichtgängigen Rollen, zum einfachen verschieben / transportieren der Cryobehälter aus der TP/TR-Serie.
	204055	Transparenter Becher für Kanister u.a. zur Aufbewahrung von Ampullenhalter Durchmesser: 65 mm Lieferumfang: 20 Stück

Ersatzteile

Material- nummer	Ersatzteil Nummer	Bezeichnung Langtext
219529	116594	STOPFEN GT40 / NATAL40(KANISTER SS)
	116984	Edelstahlbehälter für GT40