

KRYOBEHÄLTER ARPEGE 55 FLÜSSIG

Hergestellt in Frankreich



- Kryobehälter mit einer durchschnittlichen Lagerkapazität
- Konservierung von Bio-Proben in der Flüssigphase
- Kapazität von 55 l
- Hergestellt aus Aluminium
- Große Behälteröffnung

Labor & Analytik

Anwendung

ARPEGE-Behälter ermöglichen die Lagerung aller Arten von Proben in Stickstoff. Modelle, die mit dem Sereny T Box-System ausgestattet sind, gewährleisten maximale Probensicherheit durch lückenlose Temperaturrückverfolgbarkeit und kontinuierliche Überwachung.

Entwickelt für die Anwendung:

Flüssiger Stickstoff

Entwickelt für:

Biologische Proben

Spezifikationen

Statische Verdunstung Haltezeit	23 d*
Durchmesser Eintritt	378 mm
Tägliche Verdunstung	2.4 l/Tag*
Gewicht leer	46 kg**
Gewicht voll	90 kg**
Kapazität Paletten:	51660 Stück à 0,25 ml – 22995 Stück à 0,5 ml – 14175 Stück CBS

2-ml-Röhrchen (pro Box mit 100 Röhrchen – 6 Racks mit je 9 Ebenen) 3618

* Durchschn. Tägliche Verdampfung und statische Haltezeit bei 20 °C und 1013 mbar, Behälter stationär mit geschlossenem Behälterdeckel. Werte nominal und können in Abhängigkeit von der Historie des Behälters und Fertigungstoleranzen variieren.

**Ohne Equipment bzw. Zubehör

Highlights

Vielseitig:

Lagerung in Regalen oder Kanistern

Sichere Handhabung:

Individuelles Verschlusssystem für jede Box

Zusätzliche Information

Diese Behälter eignen sich für alle Arten von Proben, die in Stickstoff konserviert werden, mit Ausnahme von menschlichen Zellen, Geweben oder Organen, die zu medizinischen Zwecken wieder in den menschlichen Körper implantiert oder wiederverwendet werden sollen.

Sicherheitshinweis

⚠ Achtung! Geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden (Handschuhe, Schweißbrille, Schürze)

Dimensionen

Länge (L) : 468 mm

Höhe (H) : 1035 mm

Tiefe (D) : 546 mm

Nettogewicht : 46 kg



Bedienungsanleitung


OP ARPEGE

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung	Gas	Werkstoff
217496	O-ARPEGE 55 NU-NON MED	N2 (Flüssig)	Aluminium
217497	O-ARP55-L-ITN+RS/420+MEMO-Non med	N2 (Flüssig)	Aluminium
217499	O-ARP55-L-ITNR-RS/420+MEMO+KD-Non med	N2 (Flüssig)	Aluminium

Options

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	136687	ROLLENBEFESTIGUNGS KIT KRYO-BEHÄLTER Kit zur Arriturierung von 3 Rollen
	136842	Rollenuntersatz für TP/TR-Serie Arretierbarer Rollenuntersatz mit leichtgängigen Rollen, zum einfachen verschieben / transportieren der Cryobehälter aus der TP/TR-Serie.

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	168445	KANISTER SET ARPEGE55 Garnitur mit 21 Kanister für Pailletten. Inklusive 21 Becher
	196612	Regal mit 3 Ebenen für Kelche

Ersatzteile

Material-nummer	Ersatzteil Nummer	Bezeichnung Langtext
217496	116242	Deckel für Arpege55/75
	163568	Deckel mit Schlitz für Arpege55/75 Elec
217497	116242	Deckel für Arpege55/75
	163568	Deckel mit Schlitz für Arpege55/75 Elec
217499	116242	Deckel für Arpege55/75
	163568	Deckel mit Schlitz für Arpege55/75 Elec